

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Гарета Джонса, 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60
e-mail: ndekckiev@dndekcs.mvs.gov.ua, сайт: ndekcs.kiev.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

Від _____ 20__ р. № 19/111/26

На № _____ від _____

ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ»

ідентифікаційний код юридичної
особи: 42960863

Україна, 61145, Харківська обл., місто
Харків, вул. Космічна, будинок 21

Про направлення висновку експертного дослідження

Направляємо висновок експертного дослідження від 14.10.2025 №ЕД-19/111-25/62407-ХЗ за результатами проведеного дослідження холодної зброї.

- Додатки:
1. Висновок експертного дослідження на 2 арк. в 1 прим.
 2. Один ніж, коробка, мішечок із затяжкою, полімерний пакет, підстилка, силікагель в упаковці.

Заступник директора

Сергій АВРАМЕНКО



Дмитро Самойленко



UB
Київський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС
України
№19/111/26-66846-2025 від 14.10.2025
КЕП: Авраменко С. В. 14.10.2025 11:23
368DC35ECECB2DC1040000004F0300004EE80400

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Гарета Джонса 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60
e-mail: kyiv_ndekc@mvs.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

14.10.2025

місто Київ

№ ЕД-19/111-25/62407-X3

До Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 09.10.2025 надійшла заява №ЕД-19/111-25/62407-X3 від ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ» ідентифікаційний код юридичної особи: 42960863, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, про проведення експертного дослідження.

Проведення експертного дослідження доручено старшому судовому експерту відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій та досліджень холодної зброї Київського НДЕКЦ МВС Самойленку Дмитру Миколайовичу, який має вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», свідоцтво № 3681, видане ЕКК МВС України 25.05.1999, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 174, видане ЕКК МВС України 31.12.2004, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 368, видане ЕКК МВС України 15.10.2009, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 1324, видане ЕКК МВС України 03.12.2014, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 2019, видане ЕКК МВС України 27.09.2019, свідоцтво про підвищення кваліфікації судового експерта № 3095, видане ЕКК МВС України 07.11.2024), стаж експертної роботи з 1999 року.

На дослідження надано:

1. Один ніж SRM model: «408L-KB».

Дослідженням необхідно встановити:

1. Чи відноситься даний ніж до холодної зброї?

При проведенні дослідження використовувалися наступні інформаційні джерела:

1. «Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів» (Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР-міністерства Юстиції України з проблем трасології та

Судовий експерт



Дмитро САМОЙЛЕНКО

судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 року № 22), дата державної реєстрації 06.02.2009, реєстраційний код - 4.5.07.

2. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 17.07.2017 № 591. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 року за № 1024/30892).

3. А.И. Устинов, М.Э. Портнов, Ю.А. Нацваладзе У79 Холодное оружие. -М.: Арсенал-Пресс, 1994. - 224 с.: ил.

Дозвіл від особи, яка залучила судового експерта на повне або часткове знищення об'єкту дослідження наявний.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкт надійшов на дослідження від ініціатора нарочно, упакований в картонну коробку синього кольору. На коробці маються написи та малюнки, виконані барвником білого кольору «SRM Knives and tools...». На боковій стороні коробки наклеєний аркуш паперу з написами та штрих-кодом: «408L-KB...». На умовно-зворотній стороні коробки наклеєний аркуш паперу з написами та штрих-кодом: «Model: 408L-KB...». При відкритті коробки в ній були виявлені: мішечок із затяжкою, виготовлений з тканини чорного кольору з написами, в середині якого знаходився ніж в полімерному пакеті білого кольору; підстилка та силікагель в упаковці.

Наданий на дослідження ніж складається з клинка та руків'я. Спосіб з'єднання клинка з руків'ям шарнірний. Найбільша довжина ножа у складеному положенні 109мм, у розкладеному – 190мм (на зобр. 1-4).



Зображення 1.



Зображення 2.

Судовий експерт



Дмитро САМОЙЛЕНКО



Зображення 3.



Зображення 4.

Зображення 1-4. Загальний вигляд наданого на дослідження ножа з обох сторін в складеному та розкладеному положенні.

Клинок ножа виготовлений з металу сірого кольору, який притягується магнітом. Довжина клинка 81мм, найбільша ширина 22мм, найбільша товщина 2,9мм. Клинок однолезовий, в поперечному перерізі має клиновидну форму. Кромка леза на клинку виражена, найбільшою шириною 0,5мм. Обух клинка вигнутий, довжиною 91мм. На обусі, в місті кріплення клинка з руків'ям, маються проточки напівкруглої форми. Також на частині обуха мається потоншення металу. В нижній частині хвостовика маються проточки напівкруглої форми. На одній стороні клинка маються маркувальні позначення: «SRM STAY READY FOR MORE» (на зобр. 5). На іншій стороні клинка маються маркувальні позначення: «408L-KB G45DNJ00611 Sandvik 14C28N» (на зобр. 6).



Зображення 5.

408L-KB
G45DNJ00611
Sandvik 14C28N



Зображення 6.

Зображення 5, 6. Збільшене зображення маркувальних позначень, розташованих на клинку ножа.

Руків'я ножа складається з двох плашок, виготовлених з металу сірого кольору, який притягується магнітом. Одна з плашок слугує фіксатором, який фіксує клинок у розкритому положенні. До плашок кріпляться по одній накладці, які виготовлені з твердого матеріалу чорного кольору. В торцевій частині, поміж накладок, кріпиться вставка, виготовлена з твердого матеріалу чорного кольору. До однієї з накладок та вставки кріпиться металева скоба, яка

Судовий експерт



Дмитро САМОЙЛЕНКО

служує для носіння ножа на ремені та в кишені. На руків'ї маютьсся маркувальні позначення у вигляді літер «SRM» у колі. Найбільша довжина руків'я 109мм, найбільша ширина – 24мм, найбільша товщина – 12,1мм.

Якість та характер обробки частин ножа, що досліджується, оформлення клинка та руків'я, наявність маркувальних позначень, свідчать про заводський спосіб його виготовлення.

При порівняльному дослідженні, методом співставлення ножа, наданого на дослідження, з графічними зображеннями та описом зразків різних типів холодної зброї та господарсько-побутових виробів, що є в спеціальній науковій та довідково-методичній літературі (А.И. Устинов, М.Э. Портнов, Ю.А. Нацваладзе У79 Холодное оружие. -М.: Арсенал-Пресс, 1994. - 224 с.: ил.) встановлено його збіжність за загальною конструкцією, основним конструктивним ознакам, формі та розмірам частин в цілому зі складними кишеньковими ножами, які є ножами загального господарсько-побутового призначення та до холодної зброї не відносяться (на зобр. 7).




Рис. 376. Нож однопредметный складной (СССР)

Зображення 7. Графічне зображення складного кишенькового ножа, розташованого на стор. 166, рис. 376 в книзі А.И. Устинов, М.Э. Портнов, Ю.А. Нацваладзе У79 Холодное оружие. -М.: Арсенал-Пресс, 1994. - 224 с.: ил.

Вищевикладене достатнє висновку про те, що наданий на дослідження ніж не відноситься до холодної зброї.

При проведенні досліджень застосовувалися: лінійка вимірвальна металева ГОСТ 427, зав. №26-3 (протокол вимірювань за реєстраційним №23-24/000352, дата реєстрації 27.08.2025); штангенциркуль ШЦ-I, ГОСТ 166, зав. №110407097 (протокол вимірювань за реєстраційним №23-18/000571, дата реєстрації 15.09.2025).

Фіксація зображень здійснювалась за допомогою цифрової камери «Canon IXUS 115HS». Друк здійснювався за допомогою принтеру «Canon G2411».

Після проведення дослідження ніж, коробка, мішечок із затяжкою, полімерний пакет, підстилка та силікагель в упаковці передано ініціатору проведення дослідження разом з висновком.

ВИСНОВКИ

1. Наданий на дослідження ніж SRM model: «408L-KB» не відноситься до холодної зброї.

Судовий експерт



Дмитро САМОЙЛЕНКО